



ПрАТ "Реагент", 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18

|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 050 |
| 31.03.2016 |     |

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

**«КАЛІБРАТОРИ ГЕМОГЛОБІНУ РОЗВЕДЕНІ: 5 X 5 МЛ»  
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ГЕМОГЛОБІНУ  
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ  
ГЕМІГЛОБІНЦІАНІДНИМ МЕТОДОМ**

IVD

REF

БХ 028-04

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                                                |                    | Показники за ТУ                   |  | Висновки перевірки |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| №                   | Компоненти                                     | Об'єм              | Зовнішній вигляд, вміст           |  |                    |
| 1                   | Калібрувальний розчин № 1<br>(60,0 ± 0,5) г/л  | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 2                   | Калібрувальний розчин № 2<br>(90,0 ± 1,0) г/л  | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 3                   | Калібрувальний розчин № 3<br>(120,0 ± 1,5) г/л | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 4                   | Калібрувальний розчин № 4<br>(150,0 ± 2,0) г/л | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 5                   | Калібрувальний розчин № 5<br>(180,0 ± 2,5) г/л | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | Діапазон визначення | (60-180) г/л   |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 2 %  |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний калібрувальний розчин   | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006  
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18

|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 050 |
| 31.03.2016 |     |

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

**«КАЛІБРАТОРИ ГЕМОГЛОБІНУ РОЗВЕДЕНІ: 5 X 5 МЛ»  
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ГЕМОГЛОБІНУ  
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ  
ГЕМІГЛОБІНЦІАНІДНИМ МЕТОДОМ**

IVD

REF

БХ 028-04

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                                                |                    | Показники за ТУ                   |  | Висновки перевірки |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| №                   | Компоненти                                     | Об'єм              | Зовнішній вигляд, вміст           |  |                    |
| 1                   | Калібрувальний розчин № 1<br>(60,0 ± 0,5) г/л  | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 2                   | Калібрувальний розчин № 2<br>(90,0 ± 1,0) г/л  | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 3                   | Калібрувальний розчин № 3<br>(120,0 ± 1,5) г/л | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 4                   | Калібрувальний розчин № 4<br>(150,0 ± 2,0) г/л | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |
| 5                   | Калібрувальний розчин № 5<br>(180,0 ± 2,5) г/л | 1 x 5 мл<br>ампула | Рідина червоного кольору<br>_____ |  | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | Діапазон визначення | (60-180) г/л   |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 2 %  |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний калібрувальний розчин   | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006  
Начальник ВТК Руденко Я.В.