



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ КРЕАТИНІНУ: 5 x 5 мл»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ КРЕАТИНІНУ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ

IVD

REF БХ 020-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст		
1	Калібрувальний розчин креатиніну № 1 (88,4±1,3) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
2	Калібрувальний розчин креатиніну № 2 (176,8±2,6) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
3	Калібрувальний розчин креатиніну № 3 (353,6±5,2) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
4	Калібрувальний розчин креатиніну № 4 (707,2±10,4) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
5	Калібрувальний розчин креатиніну № 5 (1414,4±20,8) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	88,4-1414,4 мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ КРЕАТИНІНУ: 5 x 5 мл»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ КРЕАТИНІНУ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ

IVD

REF БХ 020-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст		
1	Калібрувальний розчин креатиніну № 1 (88,4±1,3) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
2	Калібрувальний розчин креатиніну № 2 (176,8±2,6) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
3	Калібрувальний розчин креатиніну № 3 (353,6±5,2) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
4	Калібрувальний розчин креатиніну № 4 (707,2±10,4) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає
5	Калібрувальний розчин креатиніну № 5 (1414,4±20,8) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	88,4-1414,4 мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.