



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідєв М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF МБ 04.3-07

Інструкція до карболового генціанвіолету «Карболовий генціанвіолет-1000»

Призначення

Забарвлювач карболовий розчин генціанвіолет застосовують у мікробіології та гістології для забарвлення мікроорганізмів та біологічних тканин. Набір розраховано на проведення 2000 проб при використанні 0,5 мл розчинів на 1 пробу.

Термін придатності та умови зберігання

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Склад набору

1 Карболовий генціанвіолет - 1 флакон з (1000 ± 20) мл

Обладнання та додаткові реагенти

Реагенти для фарбування мікроорганізмів – додаткові реагенти, до складу набору не входять.

Приготування і збереження робочого реагенту

Карболовий генціанвіолет – придатний до застосування. Після відкупорювання реагент стабільний при зберіганні в темному місці при температурі 15-30 °С.

Застережні заходи

- 1 Використовують реагент тільки для діагностики *in vitro*.
- 2 Карболовий генціанвіолет – токсична речовина. При випадковому потрапленні всередину – промити шлунок; при потрапленні в очі – промити проточною водою; при потрапленні на шкіру – вимити теплою водою з миючим засобом. У випадку загрози пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.
- 3 Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом, зразки крові розглядати як потенційно інфіковані (ВІЛ, віруси гепатиту В, С).

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашого підприємства.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.09.2020 р.

З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Моб. телефони: (050)452-20-76/85; (067)638-11-57; (050)481-75-46; (099)065-32-59 .
Відділ технічного контролю : (099)545-72-05; (056)495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net, reagenttn@ukr.net

