



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ БІЛКУ: 5 x 2 мл»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО
ГРАФІКУ ЗА БІУРЕТОВОЮ РЕАКЦІЄЮ

IVD

REF БХ 017-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин білку № 1 (20,0 ± 0,3) г/л	1 x 2 мл флакон	Рідина ледь жовтувата	Відповідає
2	Калібрувальний розчин білку № 2 (40,0 ± 0,6) г/л	1 x 2 мл флакон	Рідина ледь жовтувата	Відповідає
3	Калібрувальний розчин білку № 3 (60,0 ± 1,0) г/л	1 x 2 мл флакон	Рідина жовтуватого кольору	Відповідає
4	Калібрувальний розчин білку № 4 (80,0 ± 1,2) г/л	1 x 2 мл флакон	Рідина жовтого кольору	Відповідає
5	Калібрувальний розчин білку № 5 (100,0 ± 1,5) г/л	1 x 2 мл флакон	Рідина жовтого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(20,0 – 100,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом/метод	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ БІЛКУ: 5 x 2 мл»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ
ЗА БІУРЕТОВОЮ РЕАКЦІЄЮ

IVD

REF БХ 017-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин білку № 1 (20,0 ± 0,3) г/л	1 х 2 мл флакон	Рідина ледь жовтувата	Відповідає
2	Калібрувальний розчин білку № 2 (40,0 ± 0,6) г/л	1 х 2 мл флакон	Рідина ледь жовтувата	Відповідає
3	Калібрувальний розчин білку № 3 (60,0 ± 1,0) г/л	1 х 2 мл флакон	Рідина жовтуватого кольору	Відповідає
4	Калібрувальний розчин білку № 4 (80,0 ± 1,2) г/л	1 х 2 мл флакон	Рідина жовтого кольору	Відповідає
5	Калібрувальний розчин білку № 5 (100,0 ± 1,5) г/л	1 х 2 мл флакон	Рідина жовтого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(20,0 – 100,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом/метод	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.