



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ ГЕМІХРОМНІ РОЗВЕДЕНІ: 5 X 5 МЛ»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ГЕМОГЛОБІНУ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ
ЗА ГЕМІХРОМНИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧЕННЯ

IVD

REF

БХ 027-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компоненти	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст		
1	Калібрувальний розчин № 1 (63,6-64,8-66,0) г/л	1 x 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
2	Калібрувальний розчин № 2 (95,4-97,2-99,0) г/л	1 x 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
3	Калібрувальний розчин № 3 (127,2-129,6-132,0) г/л	1 x 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
4	Калібрувальний розчин № 4 (159,0-162,0-165,0) г/л	1 x 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
5	Калібрувальний розчин № 5 (190,8-194,4-198,0) г/л	1 x 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(64,8-194,4) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 2 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ ГЕМІХРОМНІ РОЗВЕДЕНІ: 5 X 5 МЛ»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ГЕМОГЛОБІНУ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ
ЗА ГЕМІХРОМНИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧЕННЯ

IVD

REF

БХ 027-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компоненти	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст		
1	Калібрувальний розчин № 1 (63,6-64,8-66,0) г/л	1 х 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
2	Калібрувальний розчин № 2 (95,4-97,2-99,0) г/л	1 х 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
3	Калібрувальний розчин № 3 (127,2-129,6-132,0) г/л	1 х 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
4	Калібрувальний розчин № 4 (159,0-162,0-165,0) г/л	1 х 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає
5	Калібрувальний розчин № 5 (190,8-194,4-198,0) г/л	1 х 5 мл ампула	Рідина червоного кольору _____		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(64,8-194,4) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 2 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.