



ПрАТ "Реагент"  
49019, м. Дніпро  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 56.6-06

ПАСПОРТ  
«КАЛЬЦІЙ-АРСЕНАЗО-100-Р»  
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КАЛЬЦІЮ  
КОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ З АРСЕНАЗО І І І



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 056 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |             |                   | Показники за ТУ                                              | Висновки перевірки |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент   | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН                                  |                    |
| 1                   | Калібратор  | 1 x 2 мл флакон   | Прозора безбарвна рідина без осаду, $(2,5 \pm 0,04)$ ммоль/л | Відповідає         |
| 2                   | Монореагент | 1 x 100 мл флакон | Рідина темнофіолетового забарвлення, рН $(6,15 \pm 0,05)$    | рН<br>Відповідає   |


Аналітичні показники

| № | Показник                   | Значення за ТУ       | Отриманий | Висновки   |
|---|----------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область визначення | $(0,1-5,75)$ ммоль/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації        | не більше 3 %        |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013  
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"  
49019, м. Дніпро  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 56.6-06

ПАСПОРТ  
«КАЛЬЦІЙ-АРСЕНАЗО-100-Р»  
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КАЛЬЦІЮ  
КОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ З АРСЕНАЗО І І І



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 056 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |             |                   | Показники за ТУ                                              | Висновки перевірки |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент   | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН                                  |                    |
| 1                   | Калібратор  | 1 x 2 мл флакон   | Прозора безбарвна рідина без осаду, $(2,5 \pm 0,04)$ ммоль/л | Відповідає         |
| 2                   | Монореагент | 1 x 100 мл флакон | Рідина темнофіолетового забарвлення, рН $(6,15 \pm 0,05)$    | рН<br>Відповідає   |

Аналітичні показники

| № | Показник                   | Значення за ТУ       | Отриманий | Висновки   |
|---|----------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область визначення | $(0,1-5,75)$ ммоль/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації        | не більше 3 %        |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013  
Начальник ВТК Руденко Я.В.