



ПрАТ “Реагент”, 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«КРЕАТИНІН-ПІКРИНОВИЙ-520 мл»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ КРЕАТИНІНУ МЕТОДОМ ЯФФЕ-ПОППЕРА
З ДЕПРОТЕІНІЗАЦІЄЮ ПІКРИНОВОЮ КИСЛОТОЮ
(520 мл робочого розчину + 2 калібратора)

IVD

REF БП 006-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Концентрований калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, $(8,8 \pm 0,08)$ ммоль/л	Відповідає
2	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, $(176,8 \pm 2,6)$ мкмоль/л	Відповідає
3	Насичений розчин пікринової кислоти	5 x 100 мл флаконів	Рідина жовтого кольору можлива наявність осаду	Відповідає
	Розчин гідроксиду натрія	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, $(10,0 \pm 0,5)$ %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(20–600) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ “Реагент”, 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«КРЕАТИНІН-ПІКРИНОВИЙ-520 мл»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ КРЕАТИНІНУ МЕТОДОМ ЯФФЕ-ПОППЕРА
З ДЕПРОТЕІНІЗАЦІЄЮ ПІКРИНОВОЮ КИСЛОТОЮ
(520 мл робочого розчину + 2 калібратора)

IVD

REF БП 006-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Концентрований калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, $(8,8 \pm 0,08)$ ммоль/л	Відповідає
2	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, $(176,8 \pm 2,6)$ мкмоль/л	Відповідає
3	Насичений розчин пікринової кислоти	5 x 100 мл флаконів	Рідина жовтого кольору можлива наявність осаду	Відповідає
	Розчин гідроксиду натрія	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, $(10,0 \pm 0,5)$ %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(20–600) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.